



## Características

La prueba rápida VivaDiag™ SARS-CoV-2 Ag es para la detección rápida y cualitativa del antígeno proteico de la nucleocápsida del SARS-CoV-2 en una muestra de frotis nasal o faríngeo humano. La prueba es solo para uso diagnóstico in vitro. Solo para uso profesional. Está destinado a laboratorios clínicos y uso profesional de la salud solo para pruebas en el punto de atención. No es para pruebas en casa.

La prueba rápida VivaDiag™ SARS-CoV-2 Ag está basada en tecnología de inmunoensayo.

Entrega resultados en 15 minutos.

- Cajas de 25 unidades.
- Cada kit incluye:
- Dispositivos de prueba.
- Tubos de extracción precargados con buffer.
- Soporte para tubos.
- Hisopos estériles.
- Sólo para uso profesional

La prueba rápida VivaDiag™ SARS-CoV-2 Ag SOLO ha sido diseñada para actuar como una prueba complementaria para casos sospechosos de detección negativa de ácido nucleico por coronavirus o junto con la detección de ácido. Los resultados de la prueba del antígeno de la proteína de la nucleocápsida no deben usarse como la única base para diagnosticar o excluir la infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) o para informar el estado de la infección.